

Knochenmarkzytologie

Untersuchungsmaterial:

- Für zytomorphologische Untersuchungen ist nur **EDTA – Knochenmark** geeignet!
- Mischungsverhältnis **EDTA / Knochenmark = 1+2**
z.B. 2 ml EDTA + 4 ml Knochenmark
- **WICHTIG:** Immer eine kleine EDTA-Monovette für Blutbild und Blutausstriche beilegen!

bei Rückfragen bitte wenden an:

Labor Hämatologie / Zytomorphologie
Haus 65
Tel.: 0351/ 458 3412
Fax: 0351/ 458 5762

Versandadresse:

Universitätsklinikum Dresden
Med. Klinik und Poliklinik I
Hämatologisches Labor Haus 65
Fetscherstr. 74
01307 Dresden