



Liste der Antikörper/ Reagenzien für die Durchflusszytometrische Diagnostik

L06-LIS-024
gültig ab: 30.01.2019
Seite 1 von 2

erstellt von: Claudia Klotsche
geführt von: Claudia Klotsche

Unterschrift: entfällt bei elektronisch geführten Listen

Inhalt: **Auflistung der Antikörper und Reagenzienkits im Rahmen der durchflusszytometrischen Diagnostik entsprechend der jeweiligen Fragestellung**

Die Liste wird elektronisch geführt.

Liste der Antikörper und Reagenzienkits für die Durchflusszytometrische Diagnostik

Entität/ Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Marker/ Antikörper
Messung CD34-positiver Stammzellen	peripheres Blut	zertifizierter SCE-Kit der Firma BD Biosciences (CD34, CD45, 7-AAD)
Immunstatus	peripheres Blut, Punktionsflüssigkeiten	CD3, CD4, CD8, CD16/56, CD19, CD45
PNH-Diagnostik	peripheres Blut	CD14, CD15, CD24, CD33, CD45, CD55, CD59, CD64, CD66b, CD71, CD157, Flaer
Leukämie-Diagnostik und MRD	peripheres Blut, Knochenmark, Punktionsflüssigkeiten	CD1a, CD2, CD3, CD5, CD7, CD7.1, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD15, CD16, CD19, CD20, CD22, CD33, CD34, CD36, CD38, CD41, CD42b, CD45, CD56, CD61, CD64, CD66c, CD71, CD79a, CD81, CD105, CD117, CD123, CD235a, HLA-DR, MPO, Kappa, Lambda, IgM, TCR gamma/delta
Lymphom-Diagnostik	peripheres Blut, Knochenmark, Punktionsflüssigkeiten	<u>Plasmozytom</u> : CD3, CD19, CD38, CD45, CD56, CD117, CD138, Leichtkette Kappa, Leichtkette Lambda <u>Lymphom</u> : CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD16, CD19, CD20, CD22, CD23, CD25, CD26, CD27, CD28, CD30, CD38, CD43, CD45, CD45RA, CD56, CD57, CD62L, CD79b, CD81, CD103, CD123, CD279, FMC-7, TCR gamma/delta
MDS-Diagnostik	Knochenmark	CD2, CD3, CD5, CD7, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD15, CD16, CD19, CD33, CD34, CD36, CD38, CD45, CD56, CD64, CD71, CD105, CD117, CD123, CD235a, HLA-DR
Histiozytose	peripheres Blut, Knochenmark, Punktionsflüssigkeiten	CD1a, CD4, CD11b, CD11c, CD14, CD45, CD207